

## Leitfaden 6: PsychoEQ anwenden



### PsychoEQ öffnen

- Programm via Mausklick auf die entsprechende Verknüpfung auf dem Desktop öffnen.
- Name und Passwort eingeben (Zuweisung durch Elmar Rothe).

### Reiter „Klientenverwaltung“ – Überblick über eigene Patienten

- Hier seht ihr einen Überblick über alle euch zugewiesenen Patienten.

Code	Geschlecht	Bildung	Therapeut	Supervisor	Erstkontakt	Hauptprojekt	Zus. Projekte	Zustand	Katalog
13240	Männlich		schierka		23.09.2015				
13248	Männlich		schierka		29.09.2015				
13258	Weiblich		schierka						
13288	Männlich		schierka						
13426	Weiblich		schierka		16.12.2015				
13482	Weiblich		schierka	Schuster	27.01.2016				
13692	Weiblich		schierka		10.05.2016				
13724	Weiblich		schierka		19.05.2016				
13751	Weiblich		schierka						
13752	Weiblich		schierka		06.06.2016				
13767	Männlich		schierka		12.06.2016				
13772	Weiblich		schierka		14.06.2016				
13780	Weiblich		schierka		16.06.2016				
13836	Männlich		schierka		29.07.2016				
13919	Weiblich		schierka		22.07.2016				
14027	Männlich		schierka		12.09.2016				
14073	Weiblich		schierka		21.09.2016				
14097	Weiblich		schierka		12.09.2016				
14182	Weiblich		schierka		17.10.2016				
14247	Weiblich		schierka		28.10.2016				
14382	Männlich		schierka		20.12.2016				
14407	Männlich		schierka		13.12.2016				
14551	Männlich		schierka						
14692	Weiblich		schierka		15.03.2017				
14721	Weiblich		schierka		11.04.2017				
14785	Weiblich		schierka						
14948	Weiblich		schierka		22.06.2017				
15494	Männlich		schierka						

- Details zu einem Patienten werden via Doppelklick auf die entsprechende Zeile geöffnet.

Code	Geschlecht	Bildung	Therapeut	Supervisor	Erstkontakt	Hauptprojekt	Zus. Projekte	Zustand	Katalog
13240	Männlich		schierka		23.09.2015				
13248	Männlich		schierka		29.09.2015				
13258	Weiblich		schierka						
13288	Männlich		schierka						
13426	Weiblich		schierka		16.12.2015				
13482	Weiblich		schierka	Schuster	27.01.2016				
13692	Weiblich		schierka		10.05.2016				
13724	Weiblich		schierka		19.05.2016				
13751	Weiblich		schierka						
13752	Weiblich		schierka		06.06.2016				
13767	Männlich		schierka		12.06.2016				
13772	Weiblich		schierka		14.06.2016				
13780	Weiblich		schierka		16.06.2016				
13836	Männlich		schierka		29.07.2016				
13919	Weiblich		schierka		22.07.2016				
14027	Männlich		schierka		12.09.2016				
14073	Weiblich		schierka		21.09.2016				
14097	Weiblich		schierka		12.09.2016				
14182	Weiblich		schierka		17.10.2016				
14247	Weiblich		schierka		28.10.2016				
14382	Männlich		schierka		20.12.2016				
14407	Männlich		schierka		13.12.2016				
14551	Männlich		schierka						
14692	Weiblich		schierka		15.03.2017				
14721	Weiblich		schierka		11.04.2017				
14785	Weiblich		schierka						
14948	Weiblich		schierka		22.06.2017				
15494	Männlich		schierka						

## Reiter „Erhebungsübersicht“ – Erhebungsverfahren managen

### 1. Patienten auswählen

- Zunächst darauf achten, dass der richtige Patient ausgewählt ist (die Pat.ID wird oben unter „Klient“ angezeigt).

### 2. Erhebungsverfahren für einen Patienten freigeben


- In das Feld klicken, das dem Erhebungsverfahren und dem Messzeitpunkt entspricht, das ihr dem Patienten vorlegen wollt und „PDA-Eingabe“ auswählen.
- Im entsprechenden Feld steht nun „-> PDA“.

	T0	T1	T2	T3	T4
Cross-D (Liste 06)Verlauf					
EQD3Verlauf					
Beschwerdeliste/Verlauf					
Angstfragebogen/Verlauf					
SWLS/Verlauf					
WHODAS_2/Verlauf					
04_Abschusserhebung Patient					
welcome (Text)Abschluss					
Seite1Abschluss					
B3Abschluss					
CIDAbschluss					
BDI2Abschluss					
Cross-D (Liste 06)Abschluss					
EQS44Abschluss					
BeschwerdelisteAbschluss					
AngstfragebogenAbschluss					
SWLSAbschluss					
WHODAS_2Abschluss					
Stoerungsspezifische FB - Agoraphobie und Panik					
ACQ	16.01.2018	19.01.2018	23.01.2018		
BSQ	16.01.2018	16.01.2018	23.01.2018		
MI	05.01.2018		23.01.2018		
Stoerungsspezifische FB - Soziale Phobie					
Liebowitz-Skala	08.01.2018	19.01.2018	-> PDA	05.02.2018	05.02.2018
Stoerungsspezifische FB - GAS					
PSIWQ	16.01.2018	19.01.2018	05.02.2018	05.02.2018	05.02.2018
Stoerungsspezifische FB - Hypochondrie					
Whiteley-Index	02.01.2018	02.01.2018			
Stoerungsspezifische FB - PTBS					
DERS	16.01.2018	16.01.2018			
IES-R	16.01.2018	19.01.2018	05.02.2018	05.02.2018	05.02.2018
PDS	16.01.2018	16.01.2018			
Stoerungsspezifische FB - Zwang					
Hamburgs Zwiangsinventar	05.01.2018	16.01.2018			
Stoerungsspezifische FB - Depression					
BADS_kurz	19.01.2018	05.02.2018	05.02.2018		
BADS_lang	19.01.2018	05.02.2018	05.02.2018		
Stoerungsspezifische FB - Essstoerungen					
EDI-2	16.01.2018	16.01.2018			
Stoerungsspezifische FB - Alkohol					
KFA	08.01.2018	08.01.2018			

- Von diesem Zeitpunkt an öffnet sich das von euch ausgewählte Verfahren (bzw. die ausgewählten Verfahren) automatisch auf allen IAP-Laptops, *wenn*
  - ✓ 1) PsychoEQ auf dem Laptop geöffnet wird und
  - ✓ 2) Benutzername und Kennwort des Patienten eingegeben wird (diese findet ihr in der Patientenakte oder erhaltet sie von der Anmeldung)
- Das genaue Vorgehen auf dem Laptop, an dem der Pat. das Erhebungsverfahren ausfüllen soll, folgt auf der nächsten Seite.

### 3. Vorgehen am Laptop

- Verknüpfung namens „Dateneingabe“ auf dem Desktop wählen, um PsychoEQ zu starten.
  - ✓ Oberfläche „Bitte melden Sie sich an!“ erscheint.
- Benutzername und Kennwort eingeben  
(in der Patientenakte vermerkt ODER von der Anmeldung erhältlich)
  - ✓ Das ausgewählte Erhebungsverfahren öffnet sich.
- Der Patient füllt das Erhebungsverfahren aus.
- Nach Beantwortung aller Items muss der Patient durch Betätigung des Icons „Fertig!“ die Beendigung der Eingabe bestätigen.
  - ✓ Daten werden hierdurch in PsychoEQ gespeichert.
- Das weitere Prozedere hängt davon ab, ob ein oder mehrere Erhebungsverfahren durch den Therapeuten freigeschaltet wurden



\* ✓ = wird angezeigt ➤ = muss ausgewählt werden

\* ✓ = wird angezeigt ➤ = muss ausgewählt werden

- PsychoEQ kann dann durch den Therapeuten beendet werden (Passwort „cidi“).
- Ergebnisse werden in PsychoEQ unter „Erhebungsübersicht“ angezeigt.

#### 4. Freigabe eines Erhebungsverfahrens rückgängig machen

- In das entsprechende Feld („->PDA“) klicken.
- „Abbruch“ auswählen.

The screenshot shows a software window titled "psychEQ" with a table of assessment procedures. The table has columns for dates (T0, T1, T2, T3, T4) and rows for various procedures. A context menu is open over a cell containing "->PDA". The menu options are: "PDA", "Papier-Eingabe", "PDA-Eingabe", "Formular ausdrucken", "Speichern", and "Abbruch". The "Abbruch" option is highlighted. Arrows labeled "3.1." and "3.2." point to the menu and the "Abbruch" option respectively.

	T0	T1	T2	T3	T4
Cross-D (Liste DE)Verlauf					
EQ5dVerlauf					
BeschwerdelisteVerlauf					
AngstfragebogenVerlauf					
SWLSVerlauf					
WHODAS_2Verlauf					
04_Abschlussanhebung Patient					
welcome (Text)Abschluss					
SeitelAbschluss					
BSIABschluss					
CGIABschluss					
BDDABschluss					
Cross-D (Liste DE)Abschluss					
EQ5dAbschluss					
BeschwerdelisteAbschluss					
AngstfragebogenAbschluss					
SWLSABschluss					
WHODAS_2Abschluss					
Stoerungsspezifische FB - Agoraphobie und Panik					
ACQ	16.01.2018	19.01.2018			
BSQ	16.01.2018	16.01.2018	22.01.2018		
MI	05.01.2018		23.01.2018		
Stoerungsspezifische FB - Soziale Phobie					
Liebowitz-Skala	08.01.2018	19.01.2018	-> PDA	05.02.2018	05.02.2018
Stoerungsspezifische FB - GAS					
PSWQ	16.01.2018	19.01.2018	05.02.2018	2018	05.02.2018
Stoerungsspezifische FB - Hypochondrie					
Whitely-Index	02.01.2018	02.01.2018			
Stoerungsspezifische FB - PTBS					
DERS	16.01.2018	16.01.2018			
BS-R	16.01.2018	19.01.2018			
PDS	16.01.2018	16.01.2018	05.02.2018	05.02.2018	05.02.2018
Stoerungsspezifische FB - Zwang					
Hamburger Zwangsinventar	05.01.2018	16.01.2018			
Stoerungsspezifische FB - Depression					
BADS_kurz	19.01.2018	05.02.2018	05.02.2018		
BADS_lang	19.01.2018	05.02.2018	05.02.2018		
Stoerungsspezifische FB - Essstroerungen					
EDI-2	16.01.2018	16.01.2018			
Stoerungsspezifische FB - Alkohol					
KFA	08.01.2018	08.01.2018			

## 5. Erhebung einsehen (zur Auswertung/zum Ausdruck für Akte/Patienten)

- Erhebung durch Mausklick auf das Erhebungsverfahren am entsprechenden Datum auswählen.
- Das Auswertungsblatt, mit allen Informationen zur Erhebung, wird angezeigt.
  - ✓ grafische Übersicht über die wichtigsten Kennwerte
  - ✓ tabellarische Übersicht über alle Kennwerte (inkl. Normwerten, falls vorhanden)
  - ✓ kurze Information zum Test und zur Testauswertung
  - ✓ detaillierte Übersicht über alle Itemantworten

## 6. Erhebung löschen

- Erhebung durch Mausklick auf das Erhebungsverfahren am entsprechenden Datum auswählen.
- „Löschen“ auswählen und Dialogfenster bestätigen.
- Erhebung wird gelöscht.

The screenshot shows the psychEQ software interface. On the left, there is a sidebar with navigation options like 'Erhebungsverfahren', 'Klienten-Verwaltung', and 'Auswertung'. The main area displays a table of assessments with columns for 'Verfahren', 'Datum', and 'Tabelle drucken'. A red arrow labeled '5.' points to a date in the table. A dialog box titled 'Auswertungsbogen' is open, showing details for 'Hamburger Zwangsinventar - Kurzform'. The dialog includes a 'Grafische Auswertung' section with a line graph titled 'Hamburger Zwangsinventar-Profilgraph'. The graph plots 'Skalen' (Scales) on the y-axis against 'Stanine' (Stanines) on the x-axis. The scales listed are: 'zwanghafte Vorstellung, sich selbst...', 'Gedankenzwänge', 'Zählen, Berühren und Sprechen', 'Ordnen', 'Waschen und Putzen', and 'Kontrollhandlungen, Wiederholungen...'. The graph shows a profile with peaks at 'Gedankenzwänge' and 'Waschen und Putzen'. A red arrow labeled '6.' points to the 'Löschen' button in the dialog box.